

酶联免疫分析仪技术参数

- 1、操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。
- 2、测试方法：速率法、两点法、终点法
- 3、测量范围：0-3.5Abs。
- 4、重复性： $<0.5\%$
- 5、稳定性： ± 0.005
- 6、滤光片：标准配置 405、450、492 和 630nm 四片，最多可装载 8 片。
- 7、振板功能：具备，速度和时间可调。
- 8、项目设置：在同一块板上可同时设置 11 个以上不同的项目。
- 9、对照设置：可在任意位置设置 5 对以上的阴阳性对照。
- 10、存储：可存储 90 组以上程序，10 万个以上测试结果。
- 11、质控：可做 Westguard 多规则质控和即刻法质控，可存储不少于 3 年的质控图，可做三水平质控。
- 12、权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。
- 13、打印：外接打印机，可打印中文报告。
- 14、计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off 定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。
- 15、测试方法：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。
- 16、软件功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。
- 17、报告格式：软件支持多种格式的综合中文报告输出。
- 18、对照品：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。
- 19、阈值判断：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。
- 20、指示灯：具备电源、运行、报警、光路电源 4 种指示灯，随时了解仪器运行状态。

21、配电脑打印机一套。